

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

ПАЦИЕНТ: Место взятия биоматериала:
Договор:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:

Вид материала: Образец ткани

Регистрация:

Валидация (врач):

Определение перестройки гена ROS1 в ткани опухоли методом ИГХ

Метод: Иммуногистохимический.

Микроскопическая картина	Иммуногистохимические реакции проведены с помощью иммуногистостейнера Ventana BenchMark ULTRA с использованием антитела ROS1, клон D4D6 (Cell Signaling), 1:100; системы детекции OptiView DAB IHC Detection Kit и OptiView
Заключение	Опухоль ROS1-позитивная. Рекомендовано уточнение ROS1-статуса методом FISH
Код МКБ	C34
Врач	ФИО

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:  М.И. Скибо/