

ЗАКАЗ №:

ЗАКАЗЧИК:

Место взятия биоматериала:

ПАЦИЕНТ:

Договор:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Пол:

Возраст:

Образец №:

Вид материала: Кал

Регистрация:

Валидация (врач):

**Посев Candida spp. с подбором минимальной эффективной дозировки антимикотических препаратов**

Метод: Микробиологический. Оборудование: Масс-спектрометр MALDI-TOF microflex с системой идентификации микроорганизмов Biotyper, Bruker Daltonics, США.

Грибы рода Candida

**обнаружен**

Вид

**Candida tropicalis**

**Чувствительность к антимикотическим препаратам (расширенная)**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Вид м/о           | Candida tropicalis |
| 5-фторцитозин     | чувствителен       |
| 5-фторцитозин МИК | <=2 мкг/мл         |
| Амфотерицин В     | чувствителен       |
| Амфотерицин В МИК | <=2 мкг/мл         |
| Миконазол         | умеренно устойчив  |
| Миконазол МИК     | >=0,5 <=8 мкг/мл   |
| Кетоконазол       | чувствителен       |
| Кетоконазол МИК   | <=0,5 мкг/мл       |
| Итраконазол       | умеренно устойчив  |
| Итраконазол МИК   | >=0,5 <=4 мкг/мл   |
| Флуконазол        | чувствителен       |
| Флуконазол МИК    | <=8 мкг/мл         |

МИК - минимальная ингибирующая концентрация

Отчет создан:

Заведующая лабораторией:  /И.И. Скибо/

